

# Dvoufotonový mikroskop Bruker Ultima IntraVital

## Umístění

Místnost DaI / příz. / 009 (l. 3767)

Odd. biomatematiky, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4

## Kontakty

Správce:

**Mgr. David Vondrášek**

[david.vondrasek@fgu.cas.cz](mailto:david.vondrasek@fgu.cas.cz), tel. 24106 2274, -2472, -2582.

Administrativní a technické zajištění provozu, konzultace.

Zástupce správce:

**Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D.**

[hadraba.daniel@fgu.cas.cz](mailto:hadraba.daniel@fgu.cas.cz), tel. 24106 2314.

Administrativní a technické zajištění provozu při nepřítomnosti správce.

Vedoucí odd. biomatematiky:

**RNDr. Jiří Janáček, Ph.D.**

[jiri.janacek@fgu.cas.cz](mailto:jiri.janacek@fgu.cas.cz), tel. 24106 2768.

Konzultace v oboru zpracování a analýzy obrazu.

## Poplatky

Informace o poplatcích jsou na <https://www.fgu.cas.cz/articles/672-poplatky-czbi>.

## Obecná pravidla provozu

- Nahlédněte do dokumentu [Pravidla provozu mikroskopů](#).
- Příklad používání vyškolení uživatelé v souladu se [Záznamem o zaškolení](#). V pracovní době (v pracovní dny od 8:00 do 17:00) je možno práci konzultovat se správcem. Neváhejte správce kdykoliv kontaktovat, např. ke konzultaci designu pokusu, při změně měřicího protokolu, pro použití nestandardní fluorescenční protilátky nebo podmínek snímání, při neodkladném experimentu atd.
- Uživatel je povinen zapsat se do přístrojového deníku umístěného u přístroje. Informace o poplatcích za užívání přístroje jsou uvedeny na webové stránce <https://www.fgu.cas.cz/articles/672-poplatky-czbi>.
- Při publikování výsledků získaných pomocí mikroskopu jsou uživatelé povinni uvést využití přístroje. Uživatelé otevřeného přístupu jsou dále v poděkování povinni uvést: „Výsledky byly získány v rámci Národní infrastruktury pro

biologické a medicínské zobrazování (Czech-BioImaging LM2018129 financovaný MŠMT ČR).“, anglicky „The results were obtained using the National Infrastructure for Biological and Medical Imaging (Czech-BioImaging LM2018129 funded by MEYS CR).“ Případné nejasnosti je třeba konzultovat se správcem.

## **Specifická pravidla provozu Bruker Ultima Intravital**

- Chameleon Discovery TPC laser je v neaktivním stavu v tzv. standby módu a nikdy se nevypíná. Ve standby módu je klíček pro zapínání laseru v pozici STADBY a otočením klíčku do pozice LASER ENABLED dojde k zapnutí laseru.
- Zapněte kontrolní stanici přepnutím spínače, který je lokalizován na pravé straně kontrolní stanice.
- Zapněte PC
- Zapněte software Chameleon a zkontrolujte COM porty pro připojení laseru. V softwaru přepněte na externí ovládání laseru, aby software Prairie View mohl přistupovat k ovládání laseru. Důležité: Pokud laser není v COM portech připojen, přestože jste otočili klíčkem do pozice LASER ENABLED, kontaktuje správce systému pro změnu optické cesty a připojení USB z mikroskopu SP8 na mikroskop Bruker Ultima.
- Zapněte Prairie View software.
- Důležité: zkontrolujte pozici páčky pro nastavení optické cesty, pozice BR optická cesta vede do okulárů pro prohlížení vzorku, pozice PMT vede do detektorů pro snímání vzorku. Špatná pozice páčky může vést k poškození detektorů, kontaktujte správce systému pro více informací.
- Po zkontrolování páček a nastavení optické cesty pro Brightfield (BR) můžete nastavit napětí na detektorech.
- Pro současné snímání a fotoaktivaci, kontaktujte správce systému kvůli výměně dichroického zrcátka ve skenovací hlavě.
- Otevřete shutter laserového výstupu (laditelný/fixní laser)
- Systém je připraven pro snímání.

## **Zoohygienická pravidla**

Pokud uživatel využívá v experimentu laboratorní zvířata nebo živé buňky je povinen:

- 1) před transportem zvířat do místnosti 009 DaI:
  - a) všechny pracovní plochy otřít běžným saponátem.
  - b) všechny pracovní plochy určené pro manipulaci s laboratorním zvířetem (označeny zeleným proužkem) dále pečlivě povrchově očistit lihem.
  - c) očistit objektiv mikroskopu a přilehlé komponenty diethyletherem.

- 2) Manipulace s laboratorním zvířetem probíhá striktně na pracovních plochách k tomu určeným (označené zeleným proužkem).
- 3) Veškerý spotřební materiál určený na jedno použití (vata, tampony, stříkačky, jehly) je sbírán do určené nádoby (označena zeleným proužkem) a po skončení experimentu je likvidován dle svého charakteru.
- 4) Nástroje a pomůcky určené pro opakované použití (termostatická podložka apod.) jsou vždy povrchově očištěny a desinfikovány.
- 5) Po skončení měření tj. po odnesení nebo usmrcení zvířete je uživatel povinen:
  - a) zbavit všechny pracovní plochy a podlahu nečistot a otřít běžným saponátem.
  - b) všechny pracovní plochy určené pro manipulaci s laboratorním zvířetem (označeny zeleným proužkem) pečlivě povrchově očistit vhodným desinfekčním prostředkem s vysokou účinností proti mikroorganismům např. DESAM EFEKT v doporučené koncentraci 0,5%.
  - c) očistit objektiv mikroskopu a přilehlé komponenty diethyletherem.

## **Detailní popis dvoufotonového mikroskopu Bruker Ultima IntraVital**

**1. Mikroskop.** Vzpřímený stativ mikroskopu s okuláry, motorizovanou platformou X-Y pro pohyb stativu mikroskopu nad vzorkem (35 × 35 mm skenovací rozsah), motorizovaným stolcem (100 × 50 mm skenovací rozsah, snímání ROI, TileScanů, Mark&Find), motorizovaným ostřením v ose Z, vzdáleným ovládáním X, Y a Z osy jak stolku, tak stativu, piezo posuv v ose Z (rozsah pohybu: 400 μm), filtry pro epifluorescenci a BR. Mostní platforma s manuálním nastavením roviny ostrosti v krocích o velikosti 6 mm, minimální pozice je 155 mm a maximální pozice je 235 mm. Vyměnitelné vložky mostní platformy pro zvířata, sklíčka a petriho misky.

### **2. Dostupné objektivy**

- Nikon CFI75 25x/1.1 WD=2mm CC - MP1300

**3. Skenovací hlava.** Dva nezávislé sety X-Y galvanometrických zrcadel v optické dráze. Resonanční skener (8kHz resonanční galvanometr). Rychlost skenování 30 fps při formátu 512×512. Přídavný set X-Y galvanometrů pro možnost současného zobrazení a fotoaktivaci s laserem 1040 nm.

### **4. Osvětlovací dráha.**

- Infra-červený laditelný/fixní pulsní laser Chameleon Discovery TPC (Coherent Inc., CA) s implementovaným akusto-optickým modulátorem (AOM). K dispozici jsou dva výstupy laseru:
  - Výstup laditelného laseru - laser je laditelný v rozsahu 680 - 1300 nm (velikost kroku ladění 1 nm), maximální výkon 3,5 W, pulsní frekvence

80 MHz ( $\pm 5$ ), šířka pulsu 100 - 120 fs, výkon laseru a intenzita jsou regulovány pomocí AOM.

- Výstup fixního laseru - fixní vlnová délka 1040 nm, maximální výkon 3,5 W, pulsní frekvence 80 MHz ( $\pm 5$ ), šířka pulsu 140 fs, výkon laseru a intenzita jsou regulovány pomocí AOM.
- Brightfield a fluorescenční lampa

## 5. Detekční dráha.

- Dráha v odrazu - dvoukanálový detekční modul se svazky optických vláken, možnost nezávisle nastavit gain a offset.
  - 2 vysoce citlivé „gated“ GaAsP detektory s kvantovou výtěžností přes 45 % při 550 nm, detekční rozsah 400-750 nm s nízkým šumem a vysokým dynamickým rozsahem.
- Dráha v transmisi - transmisní jednotka
  - 1 detektor pro transmisní 2-fotonové světlo, vhodný pro současné snímání s ostatními kanály
  - 1 GaAsP detector - vysoce citlivý detektor s kvantovou výtěžností přes 40 % při 550 nm, detekční rozsah 400-750 nm s nízkým šumem a vysokým dynamickým rozsahem.
- Hlavní dichroický a IR filtr:  
Dichroic, t700lpxxr-xtt, 34x26x1mm, w/Vis AR  
Filter, ET680SP-2P, 50mm Dia Unmounted
- Kostka detektoru - Reflected Emission Detector cube:  
Filter, ET525/70m-2P, 50mm, OD  
Filter, ET595/50m-2P, 50mm, OD  
Dichroic, T565LPXR, 73.0 x 51.0 x 1mm, w/ Vis Ar Coat

**6. Software.** Prairie View pro ovládání stativu mikroskopu/stolku, snímání obrazu (jednotlivé snímky, časověné série, z-série, mark and find, tilescany, fotostimulaci, fotoaktivaci and kombinaci zmíněných módů snímání), možnost současného snímání a fotoaktivace. Maximální formát snímání 2048x2048 pixelů.

- Fotostimulace ve 2D módu (line scan, segment scan, spiral scan nebo free hand scan)
- Snímání obrazu s kompenzací intensity signálu pomocí změny výkonu laseru, nebo napětí na dektorech
- Možnost přístupu k datům pomocí externích softwarů, např.: Matlab
- Software umožňuje snímání FLIM/PLIM
- Spectrální skeny pro detekci odpovědi signálu ze vzorku na různé excitační vlnové délky

Software Coherent pro kontrolu stavu dvoufotonového laseru, laser může být ovládán jak pomocí softwaru Software, tak i pomocí Prairie View.

**7. HW moduly a příslušenství.** Možnost připojit externí zařízení přes TTL (například pro elektrofyziologii).

## Užitečné odkazy

- [LAS X Core Offline](#) software pro otevírání souborů Leica formátu
- [Nyquist online calculator](#) pro teoretické kalkulace velikosti pixelu a voxelu

Fiji (Fiji is Just ImageJ):

- Bioformats (former LOCI Tools) [ImageJ](#)
- [SLIM Curve](#)
- [ImageJ world mailing list](#)

Interaktivní prohlížeče fluorescenčních spekter:

- [ThermoFisher](#) (Life Technologies) interactive Spectra Viewer
- [Leica FluoScout with short description;](#)
- [BdBioSciences Spectrum Viewer](#)
- [BioLegend SpectraAnalyzer](#)
- [list of interactive spectra viewers](#) by George McNamara, Ph.D. (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) and his comments on above mentioned resources.

Tabulky fluorescenčních spekter fluoroforů:

- <https://www.fluorophores.tugraz.at/substance/>
- <https://www.leica-microsystems.com/science-lab/fluorescent-dyes/>
- <https://works.bepress.com/gmcnamara/9/>