

KRYOSKLAD – ampule uložené pod servisem

Ukládání a vyskladnění ampulí z tekutého dusíku (objednává se den předem)

oznámit na email: kryo@img.cas.cz

Pracovnice kryoskladu vás poté kontaktuje a pokud je potřeba, domluví se s Vámi na čase, kdy si ampule předáte.

A - Vyzvednutí ampulí po vyskladnění:

Ampule budou připraveny k vyzvednutí: následující den v pracovní době přípravných médií, pokud nebylo dohodnuto jinak. Změnu provedenou vyskladněním buněk zaznamená pracovníce kryoskladu do databáze a aktuální stav Vám bude zaslán formou tabulky v Excelu na emailovou adresu.

B – Uložení ampulí:

Po domluvě s pracovnící kryoskladu si předáte ampule a po jejich uložení budou změny zaznamenány do databáze, jejíž aktuální stav Vám bude zaslán na email formou tabulky v Excelu.

pracovnice kryoskladu – kontakty:

Lenka Borovičková – lenka.borovickova@img.cas.cz, linka 3410 – v přípravných médiích
Dobromila Kumpoštová – dobromila.kumpostova@img.cas.cz, linka 3141, nebo 774 798 140
Hana Marxová – jako zástup – hana.marxova@img.cas.cz, linka 3410

C - Číslování při mražení ampulí:

Do kryobanky (pod servisem) budou uloženy pouze ampule řádně označené dle systému mrazících čísel (níže uvedeným způsobem). Zároveň prosím o používání kvalitních zamrazovacích zkumavek, určených pro skladování v tekutém dusíku. Při používání neosvědčených zkumavek (s málo těsnícími víčky) se velmi často stává, že dojde ke vniknutí tekutého dusíku ke vzorku a při jeho vyskladnění (ohrání), hrozí roztržení zkumavky a ztráta vzorku, či minimálně k raketovému odpálení víčka zkumavky, při vyndávání z tekutého dusíku, vlivem natlakování dusíkovými parami.

Číslování vzorků - SEDMI místné číslo, začínající číslem vaší skupiny
např. pro skupinu číslo 62 bude číslo první ampule : **6200001**

V současné době se pracuje na tvorbě databáze pro kryosklad, která bude umožňovat, aby měla každá skupina kompletní přehled o svých vzorcích uložených v tekutém dusíku online.